

INSTRUKCJA

Poduszek p/odleżynowych STRATUS, SOLO, ZOID, EVOLUTION, MERIDIAN, PROFORM

Oparć p/odleżynowych: TALON, EVOLUTION BACK, EVOLUTION BACK DEEP

Aby maksymalnie wykorzystać pełny potencjał Systemu Siedzenia Varilite, proszę wziąć pod uwagę następujące jego opcje i cechy:

- Aby dostosować poziom ciśnienia poduszki Varilite, należy zacząć od poduszki w pełni napompowanej i zamkniętego zaworu. Obróć zawór w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara, aby spuścić powietrze. Nasłuchuj zmiany tonu i zamknij zawór, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ilość powietrza zależy od ilości podparcia i stabilności wymaganej przez danego użytkownika, od jego komfortu i poziomu aktywności. Nigdy nie wolno wypuszczać całego powietrza – może to stwarzać zagrożenie dla użytkownika.
- Poduszki wyposażone w jeden zawór mogą być obrócone, tak, że zawór dostępny jest ze strony lewej bądź prawej. Jest to pomocne dla użytkowników wykazujących silną dominację jednej z rąk.
- Spodnie strony pokrowców Varilite wykonane są z nieślizgającego się materiału, aby zapobiec przesuwaniu się poduszki na wózku. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, niektóre z poduszek wyposażone zostały w pętlę, pozwalającą na przymocowanie ich do ramy lub siedziska.
- Wszystkie pokrycia Varilite zaprojektowane zostały do trwałych wkładów. Wkłady trwałe są efektywnym i niedrogim sposobem na zapewnienie właściwego poziomu i podparcia w obrębie miednicy przy zachowaniu anatomicznie korzystnej pozycji. Wkłady trwałe zamówić można pod numerem **0-800-VARILITE**.
- Zamówić można również 2-calowe kliny z zamkniętej gąbki komorowej dostępne dla niektórych systemów. Klin taki może zostać przycięty do żądanych rozmiarów, wynikających z indywidualnych potrzeb użytkownika. Kliny Varilite nie absorbują zapachów ani wilgoci; są również odporne na działanie bakterii.

Aby zapewnić optymalne i maksymalnie długotrwałe działanie poduszek i oparć Varilite:

- Nie należy wystawiać poduszek/oparć na działanie silnych czynników pogodowych, takich jak wysoka/niska temperatura czy promienie UV.
- Należy codziennie sprawdzać poziom napełnienia poduszki powietrzem. W przypadku przebicia lub pozostawienia zaworu otwartego, powietrze pod obciążeniem zostanie spuszczone z poduszki. W przypadku przebicia poduszki, proszę skontaktować się z lokalnym dealerem Varilite lub biurem obsługi klienta.
- Nie wolno prać poduszek Varilite mechanicznie. Poduszki i podkłady można wytrzeć na mokro z dodatkiem łagodnych detergentów. Pokrowce prane być powinny zgodnie z oznaczeniami na metce. Należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletnie suche przed ponownym użyciu. Nie wyparzać!
- Poduszki i pokrowce powinny być używane razem. Pokrowiec służy jako ochrona poduszki przed uszkodzeniami i przebicciem jednocześnie usprawniając rozłożenie powietrza w poduszcze, podnosząc jej walory zdrowotne.
- Cały system powinien być regularnie sprawdzany pod kątem właściwości zamocowania, dokręcenia śrub itp.

Ostrzeżenia:

Podczas wymiany siedzenia lub oparcia konieczne może być dokonanie regulacji wózka lub siedziska. Systemy mogą różnić się znacznie a brak dopasowania wpłynąć może na ich funkcjonowanie. Prosimy o dokładne sprawdzenie ustawień wysokości i głębokości siedziska, podnóżków, poręczy i oparcia w stosunku do kąta siedziska. Prosimy także o sprawdzenie dopasowania elementów dodatkowych, takich jak opasy lub uprząż w celu dopasowania punktów mocowania i/lub długości. Zalecamy konsultację z wykwalifikowanym personelem w celu dokonania tych modyfikacji. Kontrola skóry powinna być przeprowadzana regularnie, aby upewnić się, że nie występuje zaczerwienienie. W razie zauważenia zmian należy natychmiast skontaktować się z personelem medycznym.

Proszę zachować

DOSTOSOWANIE POZIOMU POWIETRZA

Aby dostosować poziom ciśnienia poduszki Varilite, należy zacząć od poduszki w pełni napompowanej i zamkniętego zaworu. Obróć zawór w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara, aby spuścić powietrze. Nasłuchuj zmiany tonu i zamknij zawór, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ilość powietrza zależy od ilości podparcia i stabilności wymaganej przez danego użytkownika, od jego komfortu i poziomu aktywności. Nigdy nie wolno wypuszczać całego powietrza – może to stwarzać zagrożenie dla użytkownika.

CZYSZCZENIE

Pokrowiec Varilite może być zdjęty a następnie prany maszynowo i wysuszony w niskiej temperaturze. Prosimy o zasunięcie suwaka przed praniem, aby zapobiec zaczepieniu materiału o elementy suwaka. Poduszkę prać można ręcznie, z użyciem mydła lub łagodnych detergentów w ciepłej wodzie. Należy upewnić się, że wszystkie elementy są kompletnie suche przed ich ponownym użyciem. Nie wyparzać!

NAPRAWY

Wszystkie produkty Varilite zostały wykonane z materiałów wysokiej jakości, odpornych na przebicia. Pokrowce Varilite mają na celu ochronę poduszki i powinny być zawsze używane.

W przypadku podejrzenia przebicia poduszkę należy odciążyć, napełnić maksymalnie i zamknąć zawór. Obciążyć poduszkę ponownie. Jeśli nastąpi spadek ciśnienia wewnątrz poduszki – miało miejsce przebicie. Aby zlokalizować dokładnie punkt rozszczelnienia należy zdjąć pokrowiec, maksymalnie napełnić poduszkę powietrze i zamknąć zawór. Zanurzyć poduszkę w czystej wodzie, np. w wannie i obserwować pojawianie się pęcherzyków powietrza. Pojawią się one w miejscu przebicia. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub z Varilite w sprawie zestawu naprawczego lub przesłać produkt do naprawy.



Autoryzowany przedstawiciel:
Cascade Designs Limited
Dwyer Road Midleton, Co. Cork
Republic of Ireland
+353-21-632399